

即時荷重インプラント対応トルクレンチ


トルクレンチ プレミアム

今までのインプラントキットでは
測りきれなかったインプラント埋入の
高トルク域を測定!!

トルクレンジ
拡大

測定機能
向上

置針によるピークホールド機能!!



ビーム式トルクレンチは100N・cmオーバーまで測定が可能

SurgicalInstruments35 ~ 120N・cm

インプラント安定化に向けた
トルク値による判断指標として

オペの使用感
UP

トルクレンチ プレミアム(製品番号:KTC0001)

精度確認サービスによる安心・安全のサポート体制

当製品を、未永く安心してお使いいただくために、独自のアフターサービスとしてレンチのメーカートルクチェックを受付け、製品に対し安心・信頼のサポートをご提供いたします。

トルクレンチ プレミアムのご使用について

トルクレンチ プレミアムの精度を維持するために—

トルクレンチ プレミアムは計測機器です。測定精度を維持するために、取扱いにおいては注意が必要です。使用前に異常がないか点検し、使用中は常に丁寧に扱ってください。使用後は熱水洗浄、オートクレーブ滅菌し、個別の滅菌パックにて保管してください。トルクレンチ プレミアムは、使用に伴って測定精度に狂いが生じる可能性がありますので、定期的に精度確認をされることをお勧めいたします。

※ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読み下さい。

トルクレンチ プレミアム スペック

| | |
|--------|----------------------------|
| トルク範囲 | 35 ~ 120N・cm |
| 最小目盛範囲 | 5N・cm |
| 外形寸法 | 118.5(全長)×10(ヘッド幅)×6(厚み)mm |
| 重量 | 35g |

一般医療機器歯科用インプラント手術器具
届出番号 26B3X10009170001

オプション

スクエアドライバーアダプター (製品番号: SU0018)
4mm角のジョイントを持つツールを使用する際のアダプターです。



実習コース開催中 詳しくはHPをご覧ください ▶▶▶ <http://www.fidi.jp/>

●製造販売元 京都機械工具株式会社

●販売元



Zimmer Biomet社輸入販売元
株式会社 白鵬
GOOD INNOVATION PARTNER

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-3-23

●製造販売業許可番号 13B1X00079

TEL.03-3265-6252 FAX. ☎ 0120-118-084
イイハ オハヨー

白鵬ホームページをご覧ください▶▶▶▶▶ <http://www.hakuho-d.com/>

